

SƠ ĐỒ QUY TRÌNH TÚI MÁU

TÍCH HỢP HỆ THỐNG VN-BECS V2.0

DOCUMENT: CHUỖI CUNG ỨNG & TRUY VẾT

STATUS: **APPROVED**

REF: QUY CHUẨN SOP 03 / SOP 08 / ISBT-128

TRUNG TÂM HIẾN MÁU

TIẾP NHẬN MÁU TOÀN PHẦN

LY TÂM PHÂN TÁCH (LIMS)

KHO HÀNG LIMS

TRẠNG THÁI: TESTING

KHÓA CÁCH LY AN TOÀN

DUYỆT QA TẠI IRL

DUYỆT IDM/NAT & XM

TRẠNG THÁI: AVAILABLE

輸血服務 (TRANSFUSION SERVICE)

TRUYỀN MÁU GIƯỜNG BỆNH

HAI ĐIỀU DƯỠNG QUÉT ĐỐI CHIẾU

BƯỚC

PHÂN HỆ / TÍNH NĂNG

QUY TRÌNH TÚI MÁU & LOGIC TRẠNG THÁI KHO DỮ LIỆU

01

Phân hệ 捐血中心 (Donor Center)

LẤY MÁU TOÀN PHẦN & LY TÂM THÀNH PHẦN

Máu toàn phần được thu gom từ người hiến. LIMS xử lý ly tâm để chế tạo thành phần máu (Hồng cầu, Tiểu cầu, Huyết tương), tạo mã sản phẩm riêng biệt dưới cùng mã hiến máu (DIN) gốc.

02

Trạng thái Cách ly LIMS

LƯU TRỮ CÁCH LY & TRẠNG THÁI TESTING

Thành phần máu chế tạo được lưu trữ trong các tủ lạnh cách ly được chỉ định. Cơ sở dữ liệu bắt buộc gán trạng thái 'TESTING' (Đang xét nghiệm) để ngăn chặn việc cấp phát trái phép trước khi có kết quả phòng lab cuối cùng.

03

Lab Miễn dịch Huyết học (IRL)

PHÊ DUYỆT QA & CHUYỂN TRẠNG THÁI AVAILABLE

Phòng xét nghiệm hoàn tất các kiểm tra dấu ấn bệnh truyền nhiễm (IDM/NAT) và định nhóm máu. Dưới sự phê duyệt nghiêm ngặt của QA, việc bấm Quality Release sẽ tự động mở khóa các túi máu sang trạng thái 'AVAILABLE' (Sẵn sàng xuất) trong kho.

04

Phân hệ 血液供應中心 (Blood Supply Hub) → Phân hệ 輸血服務 (Transfusion Service)

CẤP PHÁT THEO FEFO, VẬN CHUYỂN CHUỖI LẠNH & ĐỐI CHIẾU GIƯỜNG BỆNH

Blood Supply Hub chọn túi máu bằng thuật toán FEFO, đóng gói vận chuyển chuỗi lạnh IoT đến bệnh nhân. Khi đến nơi, dịch vụ truyền máu tiếp nhận xác thực đơn vị. Trước khi truyền, hai điều dưỡng tại giường bệnh tiến hành quét mã DIN ISBT-128 nghiêm ngặt để đảm bảo tương thích 100%.