


Sơ đồ liên thông tích hợp hệ thống

Quy trình tích hợp & Logic an toàn VN-BECS V2.0

Tài liệu: Quy chuẩn liên hệ thống

Trạng thái: **Đã phê duyệt**

— ■ Đường xanh đứt - Quy trình Y lệnh — ■ Đường xanh lục - Quy trình Tái máu — ■ Đường đỏ - Quy trình Y lệnh Lâm sàng



QUY TRÌNH TÍCH HỢP

PHÂN HỆ LIÊN KẾT & TRẠNG THÁI CSDL

CHI TIẾT QUY TRÌNH TÍCH HỢP LIÊN THÔNG & LOGIC AN TOÀN

Mẫu máu

Donor Center → IRL
Reception → LIS Auto → QA
Review

1. Vòng đời ống nghiệm mẫu & Xét nghiệm tự động LIS

Ống mẫu được liên kết mã DIN khi thu gom và chuyển về IRL. Hệ thống LIS chạy xét nghiệm tự động NAT/IDM và đồng bộ ngay lên BECS. QA duyệt phóng thích ống mẫu.

QUY TRÌNH TÍCH
HỢP

PHÂN HỆ LIÊN KẾT & TRẠNG THÁI
CSDL

CHI TIẾT QUY TRÌNH TÍCH HỢP LIÊN THÔNG & LOGIC AN TOÀN

Túi máu

Ly tâm phân tách → Cách ly
TESTING → Giải phóng
AVAILABLE → Quét đối chiếu

2. Chuỗi lạnh túi máu & Khóa trạng thái kho dữ liệu

Máu toàn phần ly tâm phân tách, khóa cách ly TESTING. Khi IRL duyệt QA, CSDL tự động đổi thành AVAILABLE. Lấy túi máu theo FEFO, chuyển qua IoT lạnh, quét nurse đối chiếu.

Y lệnh

Transfusion Service → IRL
Control Tower → Thử nghiệm
tương thích

3. Y lệnh truyền máu lâm sàng & Thử nghiệm tương thích

Đặt y lệnh trong hệ thống lâm sàng, đồng bộ tháp điều khiển IRL. Y lệnh STAT MTP kích hoạt cảnh báo đỏ. Kỹ thuật viên chạy phản ứng chéo EXM/IS-AHG trước cấp phát.