


全系統互聯互通全局流程圖

VN-BECS V2.0 系統整合流程與防呆邏輯

文件類別: 全局系統互通圖

審查狀態: 已核准發行

— ■ 藍色線 - 檢體流向 (Specimen Flow) — ■ 綠色線 - 血袋流向 (Blood Bag Flow) — ■ 紅色線 - 臨床醫囑 (Clinical Order Flow)



整合流程線

跨子系統與資料庫狀態流轉

互聯互通與業務防呆細節說明

■ 檢體流向

捐集端 → IRL待接收佇列 → LIS
自動化 → 品管審查

1. 檢體試管的診斷與審核生命週期

試管在採集端綁定捐血號碼 (DIN) 後送至核心實驗室。分析儀完成 NAT/IDM 傳染病診斷並即時同步 BECS 資料庫，最終經品管放行，解除血袋的檢驗安全鎖。

■ 血袋流向

採集拆分 → Hub隔離 TESTING
→ Hub解鎖 AVAILABLE → 床邊
SCAN核對

2. 血袋低溫冷鏈物控與庫存安全狀態變更

全血分離拆分後，以 TESTING 狀態隔離鎖定在血液庫存中。當品管放行，系統連動解鎖為 AVAILABLE，配血成功後以 FEFO 先進先出出庫配送，床邊以條碼 SCAN 掃描核對。

■ 臨床醫囑

輸血服務開立 → IRL控制台待配
血佇列 → IRL參考室交叉配血

3. 臨床用血與相容性試驗業務鏈接

臨床開立醫囑，常規自動排入 IRL 核心控制台待配血佇列，STAT/MTP 觸發紅色高危閃爍警報，指引醫檢師執行電子 (EXM) 或血清學 (IS-AHG) 相容性試驗，配血通過後下達調度指令。