

SƠ ĐỒ QUY TRÌNH MẪU XÉT NGHIỆM

TÍCH HỢP HỆ THỐNG VN-BECS V2.0

DOCUMENT: QUY TRÌNH MẪU

STATUS: **APPROVED**

REF: QUY CHUẨN SOP 02 / SOP 08 / SOP 11

TRUNG TÂM HIẾN MÁU

LẤY MÁU (PHLEBOTOMY)

QUÉT MÃ DIN (ISBT-128)

THÁP ĐIỀU KHIỂN IRL

CHỜ TIẾP NHẬN

ĐỒNG BỘ TỰ ĐỘNG LIMS

LAB SÀNG LỌC IRL

CHỜ DUYỆT IDM & XM

ĐỒNG BỘ MÁY LIS

ĐIỂM QA PHÁT HÀNH

ĐÃ DUYỆT CHẤT LƯỢNG

MỞ KHÓA KHO AVAILABLE

BƯỚC

PHÂN HỆ / TÍNH NĂNG

QUY TRÌNH VẬN HÀNH & LOGIC XÁC THỰC LÂM SÀNG

01

Trung tâm Hiến máu (Donor Center)

LẤY MÁU & ĐĂNG KÝ MÃ ĐỊNH DANH DIN

Khi hoàn tất lấy máu, tiến hành liên kết túi máu và ống nghiệm mẫu bằng mã vạch tiêu chuẩn ISBT-128 (DIN). Thông tin tiền phát hành được tự động gửi đến phòng xét nghiệm trung tâm.

BƯỚC

PHÂN HỆ / TÍNH NĂNG

QUY TRÌNH VẬN HÀNH & LOGIC XÁC THỰC LÂM SÀNG

02

Lab Miễn dịch Huyết học (IRL)

TIẾP NHẬN MẪU & PHÂN PHỐI DANH SÁCH CHỜ

Mẫu đến phòng lab. Tháo điều khiển hiển thị trạng thái 'Chờ tiếp nhận'. Việc ký nhận sẽ tự động phân phối ống nghiệm vào hai hàng đợi song song: sàng lọc IDM/NAT huyết thanh và hàng đợi phản ứng chéo.

03

Tích hợp Máy Xét nghiệm (LIS)

XÉT NGHIỆM TỰ ĐỘNG & ĐỒNG BỘ LIS

Mẫu được chạy trên hệ thống phân tích tự động (ví dụ cobas 6800, ARCHITECT). Kết quả sàng lọc HIV, HBV, HCV, NAT được đồng bộ trực tiếp về cơ sở dữ liệu BECS.

04

Phòng Kiểm định Chất lượng (QA)

DUYỆT CHẤT LƯỢNG CUỐI CÙNG & MỞ KHÓA KHO HÀNG

Khi tất cả xét nghiệm IDM, NAT và định nhóm máu không phản ứng và tương thích, hệ thống kích hoạt trạng thái 'Đã duyệt chất lượng'. Việc này lập tức giải phóng túi máu thực tế trong kho của '血液供應中心 (Blood Supply Hub)' từ trạng thái TESTING sang AVAILABLE.